

Ванна гидротерапевтическая BTL-3000



Регистрационный номер Министерства Здравоохранения
РК: РК-МТ-5№007148 Ванна гидротерапевтическая BTL-3000

Страна-производитель: Европейский союз
(Великобритания)

Номер заказа стандартной комплектации: H030.008v100

Ванна для полного погружения тела с гидромассажем, воздушным массажем и сенсорным дисплеем

- Ванны для медицинских учреждений, SPA-салонов и оздоровительных центров
- Для всех лечебно-восстановительных процедур
- Мощная система гидромассажа и/или воздушного

массажа с оптимально расположенными массажными форсунками

Комплектация:

акриловая ванна x 1 шт.,
сенсорный экран x 1 шт.,
гидромассажные форсунки x 8 шт.,
гидромассажные микрофорсунки x 24 шт.,
воздушные форсунки x 104 шт.,
душ x 1 шт.,
смеситель с термостатом x 1 шт.

** в стандартную комплектацию не входят аксессуары для гидротерапевтической ванны*

душ (подводный массаж для ванн с сенсорным экраном) x 1 шт.,
система для дезинфекции (автоматическая дезинфекция - программа для ванн Deluxe с сенсорным экраном) x 1 шт.,
лампы для хромотерапии x 1 шт.,
Ступеньки без поручней, белые x 1 шт.

Главные характеристики

- Ванны для полного погружения тела с гидромассажем и воздушным массажем
- Комфортное управление посредством цветного сенсорного дисплея
- 4 гидромассажные зоны: 1. Ступни ног 2. Нижние конечности, внешняя сторона икр и колен 3. Ягодицы и бедра 4. Спина, верхние конечности и плечи
- Воздушный массаж: 104 воздушных форсунок
- Подводный массаж для ванн с сенсорным экраном (душ)
- 2 зоны воздушного массажа: 1. Нижние конечности 2. Бедра и ягодицы
- Подготовка ванны для использования соленой воды - замена стальных форсунок на пластиковые (Аксессуар)
- Автоматическая дезинфекция - программа для ванн Deluxe с сенсорным экраном
- Лампы для хромотерапии
- Система мультизональной терапии
- «Горячие клавиши» для часто используемых методов лечения
- Запрограммированные протоколы терапии
- Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
- Разработаны для надежности и долговечности

ГИДРОТЕРАПИЯ И ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ГИДРОМАССАЖ

Эффект гидромассажа вызван нагнетаемым потоком воды из больших боковых форсунок или микрофорсунок, которые расположены против наиболее стрессовых участков верхних конечностей. Гидромассаж очень эффективен при посттравматизмах и повреждениях. Гидромассажные вихревые ванны являются возбуждающей и тонизирующей процедурой, частью терапевтического лечения. Эффективны при снятии отёков, улучшение подвижности суставов и ослабление контрактуры мышц и сведения сухожилий. Гидромассаж приносит полное расслабление организма, и поэтому он оптимален для санаториев, реабилитационных центров, спортивных центров и курортов всех видов.

2. ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ

Использование воздушного массажа основано на эффекте, вызываемом потоком сжатого воздуха, выпускаемого из маленьких, встроенных в дно ванны форсунок. Поток воздуха, проходящего через слой воды, нежно массирует кожу пациента. Массаж обладает успокоительным эффектом, а также улучшает моральное и физическое состояние пациента, так как снимет боль и напряжение. Воздушные ванны, усиливающие кровоснабжение, применяются при бессоннице, неврозе и других неврологических болезнях, так же при болезнях опорно-двигательного аппарата.

3. ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ

Подводный массаж эффективно используется для терапевтического массажа всего тела или для массажа отдельных частей тела с использованием шланга с подводным душем. Целебный эффект данного массажа достигается одновременным механическим и тепловым воздействием. Соответствующая температура ванны и текущей воды уменьшает растяжение мышц и вызывает общее расслабление. Давление напора воды вызывает кровоснабжение мышц, что приводит к неврологическому и метаболическому воздействию.

Подводный массаж может эффективно использоваться для всего тела, а также для массажа отдельных частей тела, выполненных под водой с помощью шланга с подводным душем. Целебный эффект данного массажа достигается одновременным механическим и тепловым воздействием. Соответствующая температура ванны и текущей воды уменьшает растяжение мышц и вызывает общее расслабление. Давление напора воды вызывает кровоснабжение мышц, что приводит к неврологическому и метаболическому воздействию. Подводный массаж используется при посттравматизмах, переломах, повреждений мышц и суставов, при недостаточном кровообращении в суставах, при спазматических параличах, при избыточном весе. Этот тип гидротерапии также эффективен для ускорения восстановительных процессов.

ПОКАЗАНИЯ

1. ГИДРОМАССАЖ

- Пост операционные состояния, состояние после повреждения двигательного аппарата
- Атрофия мышц
- Постполиомиелитные состояния
- Периферический парез
- Трофические изменения в конечностях

2. ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ

- Вазомоторный невроз, климактерический невроз
- Бессонница
- Неврологические болезни
- Заболевания опорно-двигательного аппарата

3. ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ

- Посттравматическое состояние мышц и суставов
- Постполиомиелитные состояния
- Атрофия мышц
- Крестцово-седалищный синдром
- Артроз
- Болезнь Бехтерева
- Болезнь Бюргера
- Миалгия (боль в мышцах)

Технические параметры

Код заказа.	Н030.008
Материал	акрил
Максимальный объем ванны [л]	380
Полезный объем ванны (л)	240

Размеры: д х ш х в [мм]	2400x980x850
Цвет рамки: белый	x
Срок поставки	90
Гидромассажная система	x
Количество гидромассажных форсунок	8
Количество гидромассажных микрофорсунок	24
Кол-во гидромассажных зон	4
Ступни ног	№1
Нижние конечности	№2
Внешняя часть икр и колен	
Ягодицы	№3
Бедра	
Нижняя и верхняя части спины	№4
Верхние конечности и плечи	
Регулировка интенсивности гидро-массажа	x
Воздушная массажная система	x
Количество воздушных форсунок	104
Кол-во зонн для воздушного массажа	2
Нижние конечности	№1
Бедра и ягодицы	№2
Регулировка интенсивности воздушного массажа	x
Подводный массаж	o
Возможность насыщения воды углекислым газом (отверстие для подключения внешнего сатуратора)*	o
Комплектация:	
Индикатор уровня воды (звуковой сигнал)	x
Индикатор высокой температуры	x
Душ	x
Смеситель с термостатом	x
Возможность использования соленой воды и/или рециркуляция воды	o
Упоры для ног	o
Внешняя подсветка	o
Сенсорный экран LCD 5,7 дюймов	x
Индикатор наполнения и температуры воды	x
Автоматическое наполнение и слив	x
"Горячие" клавиши для часто используемых программ	x
Автоматическая сушка воздушных форсунок	x
Хромотерапия	o
Встроенные колонки	o
Автоматическая программа дезинфекции	o