

## **Облучатель бактерицидный двухламповый настенно-потолочный ОБНП 2x15**

Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми



бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. По желанию заказчика возможна комплектация облучателя бактерицидными лампами ДБМ отечественного производства или импортными лампами TUV 15.

### **Технические данные:**

Источники излучения: 2 шт.

Производительность: 75 (95) м<sup>3</sup> /час\*

Потребляемая мощность: 95 Вт

Габариты: 110x80x500 мм

Масса, не более: 2,3 кг

\* Для бактерицидной эффективности 99% по золотистому стафилококку