


Кюветы стеклянные оптические (Украина)



Кюветы оптические предназначены для измерения оптической плотности растворов в фотометрах, спектрофотометрах, колориметрах, флуориметрах, микроколориметрах, гемоглобинометрах и других приборах с помощью которых измеряют оптические плотности окрашенных растворов исследуемых веществ в спектральном диапазоне поглощения веществ.

Наименование	Артикул	Длина оптического пути, мм	Габаритные размеры, мм	Внутренние размеры, мм
Кювета 1 мм	200952	1	7*24*40	1*18*37
Кювета 3 мм	200953	3	3*18*37	3*18*37
Кювета 5 мм	200954	5	5*18*37	5*18*37
Кювета 10 мм	200955	10	10*18*37	10*18*37
Кювета 20 мм	200958	20	20*18*37	20*18*37
Кювета 30 мм	200959	30	30*18*37	30*18*37
Кювета 50 мм	200960	50	50*18*37	50*18*37
Кювета 100 мм	200961	100	10,6*24*40	100*18*37
Кювета 10*10 мм	200957	10*10	12,5*12,5*45	10*10*43,75
Кювета 10*5 мм	200956	10*5	7,5*12,5*45	5*10*43,75

