

Микроскоп медицинский лабораторный серии Micros модель MC 100 в комплекте (стандартная комплектация) (Австрия)



- Биологический микроскоп с ICO Infinite - оптикой (рассчитанной на «бесконечность») для лабораторных исследований
- Оптическая система высокого разрешения
- Реверсное револьверное устройство крепления 5-х объективов
- Система освещения по принципу Келера
- Встроенное галогенное освещение 6 В, 20 Вт с регулировкой
- Противогрибковое покрытие оптики
- Биологический микроскоп для профессиональной медицины и биологии

Опция: возможно светодиодное (LED) освещение
 Флуоресценция и светлое поле
 (LED) флуоресценция и светлое поле,
 Тринокулярная визуальная насадка,
 Нагревательный столик

Технические характеристики

Увеличение	от 40x до 1000x
Визуальная насадка	Тринокулярная, вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, межзрачковое расстояние 48-75 мм
Окуляры	Ультра широкопольные EWF 10x/20 мм

Штатив	Прочное основание с резиновыми ножками 300x270 мм
Револьверное устройство	5-х позиционное, реверсное, наклон объективов к штативу
Набор объективов	ICO2 Plan: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65*, 100x/1.25* (масляная иммерсия) * пружинящая оправа для защиты препарата
Предметный столик	механический столик без зубчатой рейки 150x133 мм (опция - со сменной, сверхпрочной, эластичной стеклянной пластиной, устойчивой к воздействию химических реагентов и с закругленными краями для безопасного использования)
Конденсор Аббе	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, А 1.25, с держателем светофильтров
Фокусировка	- коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки - диапазон фокусировки 20 мм - встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата - механизм регулировки плавности хода
Источник света	- галогенная лампа, 6 В, 20 Вт - облегченная процедура замены лампы

