

**Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный серии
Micros модель MC 20 в комплекте (Австрия)**



MC20 - бинокулярный микроскоп для лабораторных работ и обучения
Технические характеристики

Увеличение	от 100 до 1600х (опция)
Визуальная насадка	бинокулярная вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ± 5 дптр, межзрачковое расстояние 55 - 75 мм, с противогрибковой обработкой
Окуляры	Широкопольные WF 10х/18 мм, P16х/12 (опция) Противогрибковое покрытие
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
Револьверное устройство	4-х позиционный, с наклоном объективов вперед
Объективы	ахроматы: 10х/0.25, 40х/0.65*, 100х/1.25* (масляная иммерсия) * пружинящая оправа для защиты препарата

Предметный механический столик	Размеры 120 x 125 мм, координатный с нониусом, коаксиальная рукоятка управления по осям ХУ, правосторонняя
Конденсор Аббе	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nА 1.25, с держателем фильтров
Фокусировка	Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата механизм регулировки плавности хода Общий диапазон фокусировки 24 мм
Освещение	галогенная лампа, 6 В, 20 Вт
Аксессуары	Чехол, голубой фильтр, 2 запасные лампы, иммерсионное масло, зеркало для работы с дневным светом при наружном использовании, руководство по эксплуатации
Размеры	262 (ширина) x 379 (высота) x 299 (глубина), 7 кг

