



**Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный серии  
 Micros модель MC 50 в комплекте (Австрия)**



**MC50** - светодиодный бинокулярный микроскоп для лабораторных работ  
 Технические характеристики

Наименование	<b>MC50</b>
Увеличение	от 40 до 1600х (опция)
Визуальная насадка 	ARCTYPE бинокулярная, вращающаяся (360°) угол наклона тубуса 30° диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75 мм
Окуляры 	Широкопольные WF 10х/18 мм, с возможностью работы в очках P16х/12 (опция) Противогрибковое покрытие
Штатив	Прочное основание 203 x 145 мм с резиновыми ножками

<p>Револьверное устройство</p> 	<p>4 -х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от пользователя</p>
<p>Объективы</p>	<p>ахроматы: 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65*, 100х/1.25* (масляная иммерсия)</p>
<p>Столик</p> 	<p>Предметный механический столик Размеры 140 x 140 мм Диапазон перемещения 75 x 30 мм Держатель для образцов правосторонний</p>
<p>Конденсор</p> 	<p>Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля, регулируемый по высоте со встроенной апертурной ирисовой диафрагмой со шкалой деления, А 1.25, с держателем светофильтров Возможность использования слайда для наблюдения по методу темного поля - опция</p>
<p>Фокусировка</p>	<p>Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки Общий диапазон фокусировки 20 мм</p>
<p>Освещение</p> 	<p>Светодиодное освещение (срок службы 30.000 часов), 110-220 В, 50/60 Гц</p>
<p>Аксессуары</p>	<p>Чехол, иммерсионное масло, зеркало для работы с дневным светом при наружном использовании, руководство по эксплуатации</p>