

### *Мини-ротатор для вакутейнеров и пробирок Bio RS-24 (Латвия)*



Мини ротатор **Bio RS-24** осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор – идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим бюджетом. Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температурах от +4°C до +40°C.

#### **Спецификация**

Диапазон регулирования скорости 5-30 об/мин

Вертикальное вращение 360°

- Платформа для 22 пробирок диаметром до 15 мм (1,5 мл, 2 мл, 15 мл пробирки)
- Универсальные резиновые зажимы для пробирок

#### **Описание платформ**

<b>Описание платформ:</b>			
<b>Модель</b>	<b>Вместимость</b>	<b>Объем</b>	<b>Диаметр</b>
PRS-22 (станд)	22	1,5мл-15мл	до 15мм
PRS 4/12 (по допол заказу)	4 и 12	до 50мл и 2-15мл	до 30мм и 15мм
PRS-18 (по допол заказу)	18	15мл	до 15мм