



ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,

050002 Алматы, ул. Баишева 3-а

тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85

E-mail: glebus-medical@mail.ru

Термостат (баня водяная) TW-2 (Латвия)



Конструкция водяного термостата TW-2 состоит из цельнолитой ванны объемом 4,5 литра и термоблока с микропроцессорной системой управления, обеспечивающей следующие параметры:

- задание, поддержание и отображение температуры на световых индикаторах;
- два независимых секундомера;
- датчик уровня воды в ванне;
- подсветка ванны.

Благодаря специальной конструкции ванны, имеющей закругления, и специального перемешивания воды, поддерживается равномерность температуры по всему объему ванны с точностью $\pm 0,1$ гр.С.

Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты позволяют широко использовать термостат в медицине, биологии и т.д.

Технические характеристики:

Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, гр.С	от комнатной+3 до 60
Точность поддержания температуры в ванне, гр.С	$\pm 0,1$
Температура окружающей среды, гр.С	от 10 до 35
тах время выхода на заданную температуру, мин	30
тах объем жидкости заливаемый в ванну, л	4,5