

Термостат водяная-баня WB-4MS (Латвия)



Водяная баня-термостат **WB-4MS** предназначена для проведения химических, фармацевтических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры от температуры окружающей среды до 100°C.

Модель **WB-4MS** обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до 0,1°C) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов до 250-1000 об/мин).

Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты и современный дизайн.

Спецификация

- Диапазон установки температуры от +25 °C ...+100°C.
- Диапазон регулирования температуры 5°C выше комн.t°C...+100°C
- Шаг установки температуры 0,1°C
- Стабильность температуры ±0,1°C.
- Равномерность распределения температуры при 37°C - ±0,1 °C
- Диапазон регуляции оборотов 250-1000об/мин
- Независимый таймер 1 мин – 96 ч
- Ванна из нержавеющей стали объемом 4 л
- Цифровая установка температуры и скорости перемешивания
- Дисплей - ЖК
- Бесшумен в работе.
- Крышка из пластика и нержавеющей стали.
- Рабочий объем 235*135*110 мм
- Размеры 345*275*235 мм
- Вес, не более 3,6 кг