



ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,

050002 Алматы, ул. Баишева 3-а

тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85

E-mail: [glebus-medical@mail.ru](mailto:glebus-medical@mail.ru)

**Щит спинальный (носилки пластиковые)  
(Китай)**

**Назначение:** Щит спинальный (носилки пластиковые) предназначен для транспортировки пострадавшего с места происшествия до ближайшего медицинского учреждения.

**Область применения:** Предназначен для оснащения служб по ЧС, медицинских пунктов, машин скорой помощи и лечебных учреждений.

Изготовлен из высокопрочной пластмассы. Водонепроницаемое пластиковое покрытие облегчает процесс чистки и санобработки. По всему периметру щита имеются отверстия-держатели для рук. Комплектуется ремнями безопасности для фиксации пострадавшего. Габаритные размеры: 186x47x7 см, вес 9 кг, максимальный вес пациента – 159кг

