

## Носилки складные (для скорой помощи) (Китай)

**Область применения:** Подобными складными носилками оснащаются санитарные машины скорой медицинской помощи.

**Назначение:** Применяются для транспортировки пациентов до машины скорой медицинской помощи и от машины до приемного отделения лечебного учреждения.

Все части носилок можно подвергать дезинфекции любыми современными дезинфицирующими и моющими средствами.

Настоящая продукция изготовлена из твердого алюминиевого сплава. Автоматический роликовый дизайн делает эти носилки удобными для погрузки и разгрузки из машины скорой помощи без поднятия.

Спинка носилок регулируется от 0° до 45° при помощи газового поршня, который позволяет закреплять спинку в любой позиции.

Два саморегулирующихся колеса делают носилки удобными во время передвижения и на поворотах.

Носилки возможно полностью поместить в машину скорой помощи любой марки.

Устройство центральной блокировки обеспечивает систему безопасности во избежание падения носилок.

Боковые ограждения защищают от падения с носилок.

Грузоподъемность, кг	159
Вес, кг	38
Габаритные размеры, мм	190x560x880
Размеры в сложенном виде, мм	190x560x250
Максимальный угол поворота, град.	0-60°

