

СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОУ-01К
«МЕДИН АЛЬФА»



Стол представляет оптимальные возможности для проведения различных операций с гидравлическим управлением функциями: подъема панели, бокового наклона и Тренделенбурга. Подъем спинной секции осуществляется с помощью газовых пружин. Раздельная ножная секция. Подушки литые, изготовлены по бесшовной технологии из рентгенопрозрачного пенополиуретана, поверхностный слой содержит ионы серебра для придания антибактериальных и антигрибковых свойств. Размеры панели стола: 2000x550, диапазон регулировки высоты стола (без подушек) 720...1020мм. Положение по Тренделенбургу и Антитренделенбургу $\pm 30^\circ$, поперечный наклон панели $\pm 20^\circ$, наклоны головной секции $\pm 25/35^\circ$, наклоны спинной секции $+75^\circ/-40^\circ$, наклоны ножных секций $+30^\circ/-90^\circ$.

В состав стола входит комплект приспособлений для общей хирургии, выполненный из нержавеющей стали, в составе:

- наркозный экран
- штатив для вливаний
- рукодержатели (пара)
- ремень для фиксации туловища
- боковой упор (пара)
- столик для инъекций(пара)
- держатель рентгеновской кассеты