

## Спиртовки (Украина)

тип СЛ-1 со стеклянным колпачком

тип СЛ-2 с фенопластовым колпачком и подставкой



**Применяется для**  
подогрева жидкостей и твердых веществ в лабораторных и клинических условиях.

### **Параметры:**

Номинальная вместимость спиртовок 100 мл.

Стеклянная колба спиртовки СЛ-1 комплектуется втулкой, фитилем и стеклянным колпачком.

Стеклянная колба спиртовки СЛ-2 комплектуется металлическим держателем, втулкой, фитилем и фенопластовым колпачком.

Наименование товара	Артикул	Исполнение	Тип	Н, мм	Д, мм
Спиртовка	200413	со стеклянным колпачком	СЛ-1	90	72
	200414	с фенопластовым колпачком и подставкой	СЛ-2	90	72