


Стекла предметные (Украина)



Применяется для

проведения микроаналитических исследований в клиничко-диагностических, санитарно-гигиенических, пищевых и других лабораториях.

Наименование товара	Артикул	Размер, мм ± 1	Толщина, мм $\pm 0,1$	К-во, шт. в упак.
стекло предметное (со шлиф. краем) №50	200034	26x76	1	50
стекло предметное (без шлиф. краев) №50	200035			
стекло предметное (со шлиф. краем и лункой) №50	200036			
стекло предметное (со шлиф. краем и полем) №50	200037			

Пример обозначения: Предметное стекло со шлифованным краем 26x76